

POLARISOL

POLARISED LIGHT TECHNOLOGY

Manual för POLARISOL MEDICAL MOBILO, PRO och INNOVA
KURTERAPI 5-10 behandlingar



MEDICAL MOBILO HOME 4 LED LJUS



MEDICAL INNOVA HALVKROPP 36 LED LJUS



MEDICAL PRO POLIKLINIK 16 LED LJUS

KUR-UNDERHÅLL-PREVENTION

MOBILO – HOME för egenvård
PRO för poliklinik och salong
INNOVA för KLINISKT bruk

Rekommenderade användningsområden:

Rosacea

AURIDERM kräm + ljusbehandling 20 min x flera om du har MOBILO annars v a dag med PRO på kliniken, salongen

Lymfdränage

Flavonex kräm 2ggr om dagen Polarisol 20 min v a dag på med PRO
OBS! Ödemet minskar och det som ger synlig effekt men det fylls på igen men lova inte för mycket.

Acne

B5+HA gel sen v a dag 20 min med Polarisol PRO

Rynkor

Kräms+ Flavo C på morgonen, Kräm och B5+HA gel på kvällen
Polarisol PRO 20 min v a dag 30 min

Höstdepression

KUR med halvöppna ögon. Polarisol PRO v a dag, helst 10 ggr. Varje dag om det går 5 dagar i rad sen v a dag ytterligare 5 ggr

Sårläkning

Chiroxy PO2 kräm före varje Polarisol beh. V a dag minst 5-6 ggr ev. 10ggr du ser hur snabbt såret läks. Skall köpa hem Chiroxy och använda den 2gg om dagen.
Underhåll 1 gång i veckan sen rek. MOBILO för egenvård varje dag 10-20 min

Ärr

Förberedelse med krämen och Flavo C i en månad
Dermapen x3 med B5 + HA gel och Fitoserum på kliniken.
Polarisol under och efter behandlingen 20-30 min
Hemma fortsätter med Flavo B5 och krämen ev AURIDERM ggr 2 i en vecka

Åderbräck

Polarisol har ingen direkt effekt på stora slingriga åderbräck men väl på AVDRENERINGEN genom kärlbäddens vidgning.

Eksem

Flavo C Serum droppar på områden före Polarisol beh. 10-20 minuter beroende på utbredningen, med MOBILLO varje dag 10-15 minuter, PRO på kliniken v a dag 20-30 min.

Herpes

bra med herpes kräm innan Polarisol, hade räckt med Mobilo 10-15 min varje dag i fem dagar

Svullnad/Ödem

Polarisol riktad mot Tymus 10 min och buken 20 min. v a dag minst 10 behandlingar med PRO på kliniken

Psoriasis

10 min vid THYMUS först, Flavo C Serum droppar före Polarisol beh på området V a dag på kliniken 10-20 minuter beroende på utbredningen. Med MOBILLO varje dag 10-20 min.

FIBROMYALGI

Helst v a dag 20-30 min med PRO. Tymus, magen, ansiktet, axlarna, korsryggen omväxlande. Lättnaden kommer efter 5:e beh. Går bra att fortsätta med 5ggr till och underhåll 1 gång i veckan tills smärtan släpper.

SMÄRTA – Idrottsskada

10-20 minuter så ofta som möjligt med MOBILLO. Varje eller v a dag med PRO

Prostata besvär, UVI, Endometrios, Buksmärtor, Bensår, MS, Bihålor-öron inflammation-snuva, influensa, Idrottsskador

Efter Kur på 5-10 ggr. Underhåll v a vecka 20 minuter i två månader, sen vid behov

Riktade behandlingar mot naken hud 20-20 minuter KUR-terapi på 5-10 behandlingar. OBS! Strålarna går inte igenom kläderna!

POLARISOL ljuset funkar INTE DIREKT mot Pigmentfläckar men VÄL i kombination med IPL, Dermapen



SMÄRTBEHANDLING
SÄRLÄKNING



SPORT MEDICIN



PREVENTIV VÅRD



DERMATOLOGI-
KOSMETOLOGI

MOBILLO är perfekt för PREVENTION och för hemmabruk med användning så ofta som möjligt som ger önskad effekt.

OBS! Polariserat ljus är ett lågenergi ljus utan UV komponent. Orsakar INGEN SKADA! Rekommenderas som KUR terapi på 5-10 behandlingar

DrLetterfors Dermato
Kosmetiska Produkter



Agnes Letterfors
Fil.Mag.

Kontakta **Agnes Letterfors** för frågor
medix@drletterfors.se eller **0708 71 03 02**